



# DEPILACIÓN con LÁSER de DIODO milesman premium

- El láser de diodo Milesman Premium está indicado para su uso en procedimientos dermatológicos, en cirugía plástica y general, en el tratamiento de lesiones vasculares, como angiomas, hemangiomas, telangiectasia y otras lesiones benignas vasculares, así como para el tratamiento de la pseudofoliculitis barbae e hirsutismo.
- El láser Milesman Premium sirve también para la eliminación del pelo no deseado, la depilación permanente,

el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas y venas varicosas en todos los tipos de piel (fototipo I- VI), incluidas pieles morenas.

- Sin consumibles
- Pantalla táctil que permite amplio control (densidad de energía, temperatura en la punta, frecuencia del disparo, duración del pulso, etc.) y que otorga máxima información al usuario (número de disparos, duración de la sesión, etc.)



## Especificaciones

Modelo	MILESMAN premium
Tipo de Láser	Diodos de AlGaAs
Longitud de Onda	810 nm
Ratio de repetición	Hasta 3 Hz
Tamaño del spot	10 x 10 mm - 0.39 x 0.39 in
Apertura del Láser	9 x 9 mm - 0.35 x 0.35 in
Fluencia	10–100 J/cm <sup>2</sup>
Ancho de pulso	5–400 ms
Potencia Pico	1.600W
Eficiencia Óptica	80%

## Especificaciones del sistema

Eléctricas	100–120 VAC, 12 A, 200–240 VAC, 6 A, 50/60 Hz
Peso	25 kg - 55 lbs
Dimensiones (WxDxH)	400mm x 500mm x 360 mm

